ТЕМА 3. Учение о растворах (продолжение). Титриметрические методы анализа (продолжение).

Цель занятия:

Углубление, закрепление и формирование системных знаний о реакциях окисления и восстановления, как основы оксидиметрических методов объемного анализа. Закрепление навыков составления окислительно-восстановительных реакций. Формирование практических навыков применения метода перманганатометрии для определения вещества в исследуемом растворе.

Задачи занятия:

- 1) В процессе занятия необходимо сформировать и закрепить:
- навыки определения степени окисления атомов элементов в соединениях, определения окислителей, восстановителей, процессов окисления, восстановления;
- навыки составления уравнений окислительно-восстановительных реакций;
- умения рассчитывать окислительно-восстановительный эквивалент в реакциях.
- 2) Сформировать у студентов конкретные химические знания и понятия по данной теме.
- 3) Развить практические умения обращаться с аналитической посудой, выполнения последовательных операций объемного анализа и нахождения точки эквивалентности при титровании; проводить химический эксперимент, соблюдая правила техники безопасности.
 - 4) Воспитать ценностное отношение к химическим объектам.

Мотивационная характеристика необходимости изучения темы:

Окислительно-восстановительные реакции широко распространены в природе. Большинство химических реакций, лежащих в основе процессов жизнедеятельности, являются окислительно-восстановительными. По окислительно-восстановительному механизму работают многочисленные ферменты (каталаза, пероксидаза и др.), цитохромы, гемоглобин в присутствии нитратов, нитритов и др. окислителей.

В биохимическом и клиническом анализе используется $KMnO_4$ в качестве рабочего раствора (перманганатометрия) для определения мочевой кислоты в моче, сахара в крови, ионов Ca^{2+} и Fe^{2+} в сыворотке крови и др..

Оксидиметрию используют для контроля качества фармацевтических препаратов, в санитарно-гигиенических исследованиях. Так, с помощью оксидиметрии определяют содержание активного хлора в питьевой воде, растворенного кислорода и органических примесей в природной воде.

Метод йодометрии — разновидность оксидиметрии, широко применяется в клинической биохимии. Так, рабочий раствор йода используют в клиническом анализе при определении в крови фермента пероксидазы, аскорбиновой кислоты крови и др. В санитарно-гигиенических

исследованиях йодометрия применяется для определения активного хлора в хлорной извести, остатичного хлора в питьевой воде и др. Этим методом анализируют многие органические и неорганические лекарственные вещества (окислители и восстановители).

Вопросы для самоподготовки:

ПОВТОРИТЬ: Степень окисления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций.

- а) Укажите, какие из указанных процессов представляет собой окисление и какие восстановление:
 - (1) $\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{Cl}^-$, $\text{Al} \rightarrow \text{Al}^{3+}$, $\text{Al} \rightarrow \text{AlO}_2^-$, $\text{S}^{2-} \rightarrow \text{S}$;
 - (2) $\text{Sn}^{4+} \rightarrow \text{Sn}^{2+}$, $\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$, $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}_2$;
 - (3) NO_2 $\rightarrow NH_3$, $NH_3 \rightarrow NO_2$, $2I^- \rightarrow I_2$;
 - (4) $Cl^- \rightarrow ClO_3^-$, $ClO_3^- \rightarrow Cl_2$.
- б) Укажите, какие из указанных веществ могут проявлять только окислительные свойства; только восстановительные свойства; проявляют окислительно-восстановительную двойственность:
 - (1) KMnO₄, MnO₂, P₂O₅, Na₂S;
 - (2) Na₂SO₃, H₂SO₄, H₂S, SO₂;
 - (3) Na₂CrO₄, KCrO₂, K₂Cr₂O₇, Cr;
 - (4) NH₃, N₂, NaNO₂.
- в) Какие из указанных ионов играют роль окислителей, а какие восстановителей: S^{2-} , Fe^{3+} , Ag^+ , Cu^{2+} , Cl^- , Br^- , I^- ?

Вопросы для аудиторного контроля знаний:

Электронно-ионный метод уравнения окислительновосстановительных реакций. Общая характеристика методов окислительновосстановительного титрования.

Тесты для проверки уровня знаний:

- 1. На каких реакциях основана оксидиметрия:
 - а) комплексообразование
 - б) окислительно-восстановительные
 - в) нейтрализации
 - г) осаждение
- 2. Составьте уравнение реакции и укажите коэффициент при К₂Cr₂O₇:

$$K_2Cr_2O_7 + KJ + H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + J_2 + K_2SO_4 + H_2O_4$$

- а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.
- 3. Выберите восстановитель для $K_2Cr_2O_7$:
 - а) H_2SO_4 б) NaOH в) $FeSO_4$ г) K_2FeO_4 .
- 4. Рассчитайте молярную массу эквивалента KNO_2 в превращении $KNO_2 \rightarrow KNO_3$.
 - а) 85 б) 42,5 в) 28,3 г) 21,2.
- 5. На реакцию с 5 мл раствора KI в кислой среде израсходовано 10 мл 0,1 н раствора KMnO₄. Рассчитайте массу (г) KI в 50 мл раствора.

Учебно-исследовательская работа (УИРС): "Определение содержания железа в растворе его соли"

Цель работы: Освоить метод перманганатометрии. Закрепить навыки титриметрического определения веществ в растворах.

Ионы Fe^{2+} , окисляясь, теряют 1 электрон. Поэтому молярная масса эквивалента железа (П) равна молярной массе железа.

Для определения содержания железа (Π) в контрольном растворе необходимо найти концентрацию раствора и его объем.

Концентрацию раствора железа (Π) можно определить с помощью рабочего раствора КМnO₄ методом титриметрического анализа.

Выполнение эксперимента.

- 1. Получите у преподавателя пробирку с контрольным раствором соли железа (П) и запишите в журнал номер контрольного раствора (пробирки).
- 2. Перелейте контрольный раствор в **мерную колбу** вместимостью 50мл (пользуйтесь воронкой). Пробирку заполните водой, и эту воду перелейте в мерную колбу. Повторите эту операцию еще раз. Таким образом, весь контрольный раствор будет количественно перенесен в мерную колбу на 50 мл. Затем долейте в мерную колбу дистиллированной воды до метки и перемешайте полученный раствор.
- 3. Бюретку заполните *рабочим раствором КМпО*₄. Запишите в лабораторный журнал молярную концентрацию эквивалента рабочего раствора калия перманганата.
- 4. Для определения концентрации контрольного раствора отберите пипеткой 5 мл его в *колбу для титрования*, прибавьте в колбу с помощью 1мл раствора H₂SO₄ и оттитруйте рабочим раствором KMnO₄ до появления неисчезающей **розовой окраски** титруемого раствора. Запишите в журнал объем раствора KMnO₄, израсходованный на окисление железа (П).
- 5. Повторите операцию титрования до тех пор, пока не получите ряд сходящихся в пределах 0,04 мм результатов.

Все полученные результаты запишите в рабочий журнал. Если сочтете необходимым, прокомментируйте тот или иной результат. Например:

```
V_1 = 2,94 \text{ мл} - \text{явно перетитровано} V_2 = 2,71 \text{ мл}
```

 $V_3 = 2,66 \text{ мл}$ сходящиеся результаты

 $V_4 = 2,70 \text{ мл}$

Необходимо также обратить внимание на то, что анализируемый контрольный раствор соли железа (П) не должен долго соприкасаться с

воздухом во избежание частичного окисления ионов Fe^{2+} кислородом. Поэтому постарайтесь всю работу провести **быстро**.

Обработка результатов эксперимента

По результатам анализа найдите **средний объем** рабочего раствора $KMnO_4$, израсходованный на титрование 5 мл контрольного раствора соли железа (П) $V_{cp} = \frac{V_2 + V_3 + V_4}{3} = ...$ используя закон эквивалентов:

$$c(\frac{1}{5}KMnO_4) \cdot V(KMnO_4) = c(Fe^{2+}) \cdot V(Fe^{2+}),$$

рассчитайте **концентрацию** контрольного раствора (Fe^{2+}) в моль/л.

Учитывая объем анализируемого раствора (50 мл = 0.05 л), рассчитайте **количество** (моль) железа (П) в контрольном растворе и его **массу**.

Сообщите преподавателю результат анализа контрольного раствора соли железа (Π) и узнайте у преподавателя числовые значения действительного содержания Fe^{2+} -ионов в контрольном растворе.

Рассчитайте абсолютное и относительное отклонение результата анализа от истинного значения. Запишите уравнение реакции, протекающей в колбе для титрования.

Задания для самостоятельной работы:

- 1. Какую степень окисления должны иметь сера, азот, хлор, чтобы они проявляли свойства только: а) окислителя; б) восстановителя.
- 2. Чему равна молярная масса эквивалента окислителя КМпО₄ в:
 - а) кислой, б) нейтральной, в) щелочной среде?
- 3. Рассчитать молярную массу эквивалента:
 - a) Fe^{2+} ,
 - б) КІ в реакциях с КМпО₄ в кислой среде.
- 4. Сколько граммов КМnO₄ необходимо для приготовления 1,5 л раствора с концентрацией с $(1/5 \text{ KMnO}_4) = 0,2 \text{ моль/л}$?
- 5. Рассчитайте навеску сухого $FeSO_4 \bullet 7H_2O$ для приготовления 100 мл раствора $FeSO_4$ с молярной концентрацией эквивалента 0,05 моль/л, который будет использован в окислительно-восстановительном титровании.
- 6. В чем заключается сущность метода перманганатометрии? Для определения каких веществ его можно использовать?
- 7. Как в перманганатометрии фиксируется точка эквивалентности?
- 8. На титрование раствора $FeSO_4$ израсходовано 21,6 мл раствора $KMnO_4$ с концентрацией с (1/5 $KMnO_4$) = 0,09 моль/л. Сколько граммов $FeSO_4$ содержалось в растворе?
- 9. Составьте полные уравнения приведенных ниже реакций. Укажите окислитель и восстановитель.

$$H_2O_2 + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow O_2 + ...$$

```
K_2SO_3 + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + ...

KNO_2 + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow KNO_3 + ...

K_2SO_3 + KMnO_4 + H_2O \rightarrow K_2SO_4 + ...

H_2C_2O_4 + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow CO_2 + ...

K_2SO_3 + KMnO_4 + KOH \rightarrow K_2SO_4 + ...

KI + K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 \rightarrow I_2 + Cr_2(SO_4)_3 + ...

KI + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow I_2 + MnSO_4 + ...

I_2 + CI_2 + H_2O \rightarrow HCI + HIO_3

H_2SO_3 + CI_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4 + HCI
```

- 10.Определите содержание кальция в мг на 100 мл сыворотки крови, если на титрование израсходовано 0,25 мл раствора $KmnO_4$ с концентрацией $c(1/5 \ KMnO_4) = 0,1 \ monb/n$.
- 11. Какие реакции лежат в основе иодометрического титрования? Какие вещества можно определять этим методом?
- 12. Каким образом можно зафиксировать точку эквивалентности в иодометрии? В чем заключается особенность применения индикатора?
- 13. Какие способы проведения титрования используются при иодометрическом определении: а) окислителей, б) восстановителей. Ответ пояснить, привести примеры.
- 14. Какие из следующих соединений можно количественно определить с помощью иодометрии: Na₂CO₃, Na₂SO₃, HCI, KCI, NaOH, K₂Cr₂O₇, CI₂.
- 15. Сколько граммов тиосульфата натрия потребуется для приготовления 1,5 л раствора $Na_2S_2O_3$ с молярной концентрацией эквивалента 0,1моль/л.
- 16. При иодометрическом определении дихромата калия в растворе на титрование пробы 10 мл анализируемого раствора затрачено в среднем 2,5 мл раствора $Na_2S_2O_3$ с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/л. Сколько граммов дихромата содержится в 50мл раствора?
- 17. На титрование 10,0 мл раствора $Na_2S_2O_3$ с молярной концентрацией эквивалента 0,0192 моль/л израсходовано 10,5 мл раствора йода. Определите молярную концентрацию эквивалента и титр раствора йода.
- 18. Для приготовления 1 л раствора дихромата калия взята навеска 3,5г $K_2Cr_2O_7$.Определите титр, молярную концентрацию и молярную концентрацию эквивалента полученного раствора (фактор эквивалентности $K_2Cr_2O_7$ равен 1/6).
- 19. К подкисленному раствору иодида калия прилили 10 мл раствора $KMnO_4$ с концентрацией с $(1/5\ KMnO_4) = 0,133\ моль/л$ и выделившийся йод оттитровали 12,95 мл раствора тиосульфата натрия. Вычислите молярную концентрацию эквивалента раствора тиосульфата натрия.

Список литературы:

Основная:

1.Общая химия: учебное пособие / С.В.Ткачёв, В.В.Хрусталёв. — Минск: Вышэйшая школа, 2020. — гл.15, 16.

Дополнительная:

1. Болтромеюк, В.В. Общая химия: пособие для студентов обучающихся по специальностям 1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело», 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело», 1-79 01 06 «Сестринское дело» / В.В. Болтромеюк. — Гродно: ГрГМУ, 2020.-576 с.